

www.hollywood.es

Producto fabricado en España por
The Moon Island slu
CIF B57798019

Calle Alcabón,82
22520 - Fraga, Huesca - Spain
Tel: +34 974454095
themoodisland@hollywood.es



CERTIFICACIONES

Todas nuestras mascarillas están comprometidas con los más altos estándares de calidad y homologación. Todos los ensayos han sido realizados bajo método EN 14683:2019 y AC2019

- Certificado OEKOTEX STANDARD 100 n° 2020ok0811. etiqueta ecológica líder mundial para productos textiles, que asegura al consumidor que los productos textiles han sido actualizados controlando sustancias nocivas para la salud.



Modelo Mascarilla con Tejido TEC7191 una caja	Laboratorio N° Ensayo	Antes de los lavados, en original		Después de 50 ciclos de lavado y planchado	
		BFE	Respirabilidad	BFE	Respirabilidad
Estampada 3 Pliegues	AMSLAB 20009884	91,5%	21 Pa/cm2	90,3%	16 Pa/cm2

ADVERTENCIA

Las mascarillas higiénicas especificadas en este documento no se consideran productos sanitarios según se definen en la Directiva 93/42/CEE o en el Reglamento UE/2017/745 ni como EPI según se define en el Reglamento UE/2016/425

Envase: 5 unidades (si no se especifica lo contrario)



MASCARILLAS REUTILIZABLES Y LAVABLES ALTA RESPIRABILIDAD

Mascarilla higiénica 3 pliegues de tela de una sola capa, reutilizable y lavable hasta 50 veces, para protección de uso individual. Diseñada y producida en España bajo normativa UNE-CWA 17553 y UNE0065.

Composición de tejido TEC7191 80%

- Elevada respirabilidad, solo una sola capa de tejido suave y agradable.
- Cómoda goma sensorial de fina elasticidad.
- Actúa como barrera para virus y bacterias.
- Tejido transpirable, hidrófugo, repele agua y microgotas.
- Reutilizable: puede ser lavada hasta 50 ciclos sin perder propiedades antibacterianas.
- Composición del tejido 80% PES - 20 % PA

La mascarilla higiénica no exime al usuario de la aplicación de las medidas colectivas que son complementarias, cuando es posible, con medidas de distanciamiento social o lavado de manos regular que son esenciales conforme con las recomendaciones indicadas por el Ministerio de Sanidad.

Para que la mascarilla sea efectiva se debe usar correctamente según se indica a continuación. Por esta razón, la colocación, el uso y la retirada de las mascarillas higiénicas para niños debe ser supervisada por un adulto.



Colocación de la mascarilla

Se recomienda colocar la mascarilla sobre la piel desnuda y respetar los siguientes pasos:

- Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica antes de manipular la mascarilla.
- Identificar la parte superior de la mascarilla.
- Posicionar la mascarilla en la cara, a la altura de la nariz.
- Si la mascarilla dispone de pinza nasal, ajustarla a la nariz.
- Sostener la mascarilla desde el exterior y sujetar el arnés de cabeza detrás de la misma o a ambos lados de las orejas.
- Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla.
- Verificar que la mascarilla está colocada correctamente. Para esto es necesario verificar el sellado y la ausencia de las molestias respiratorias.
- Una vez ajustada, no tocar la mascarilla con las manos. Si el usuario necesita tocar la mascarilla, debe previamente lavarse las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica.

Retirada de la mascarilla:

Para evitar la contaminación al retirar una mascarilla, se deben seguir los siguientes pasos:

- Si procede, quítese los guantes de protección y lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.
- Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la misma.
- Si se va a reutilizar la mascarilla véase el apartado de lavado y si se va a desechar véase el apartado de eliminación.

Lavado y secado de la mascarilla:

- Es recomendable lavar la mascarilla en lavadora a una temperatura de 60°C con jabón neutro.
- No se deben utilizar productos que puedan degradar o dañar los materiales y que disminuyan su capacidad protectora como por ejemplo los blanqueadores.
- Se recomienda que la mascarilla se seque al aire, no utilizar secadora ni lavado en seco.
- Una vez seca, debe plancharse a 140°C durante un periodo de 10-15 segundos por ambos lados para activar las propiedades antibacterianas para la mejora de la Eficacia Bacteria (BFE)
- La frecuencia del lavado de la mascarilla viene determinada por su uso. Tras cada lavado se debe efectuar inspección visual, si se detecta cualquier daño la mascarilla debe ser desechada.



Para reducir los riesgos del uso de estas mascarillas se debe advertir que una vez sobrepasado el número máximo de lavados (50 lavados) se debe desechar.



Las mascarillas se deben desechar con residuos normales, dentro de una bolsa de plástico.

Las mascarillas utilizadas también se pueden desechar en los contenedores para desechos biológicos.

Duración de uso máximo continuado y cuidados la mascarilla:

- Por cuestiones de comodidad e higiene, se recomienda no usar la mascarilla por un tiempo superior a 6-8 h.
- En caso de que se humedezca o deteriore por el uso, se recomienda sustituirla por otra.
- Durante el período de uso, la mascarilla solo se puede retirar de acuerdo con las instrucciones indicadas en el apartado que describe la retirada de la mascarilla.
- No se debe utilizar la mascarilla si está sucia o húmeda.
- En el caso de que se vaya a almacenar temporalmente se debe evitar el contacto con cualquier superficie.

HOLLYWOOD le recomienda un uso responsable de la mascarilla para preservar su salud, la de los demás y el medio ambiente.

